

DÉSINFECTION FIABLE POUR DES HAUTES EXIGENCES

Incidin™ Active

Désinfection rapide, agissant sur les spores et sans aldéhydes

Large spectre d'action, y compris l'activité virucide, fongicide et sporicide

Fiable même si la désinfection des surfaces présente les plus hautes exigences.

- ▲ Bref temps d'action
- ▲ Concentration d'utilisation basse
- ▲ Avec un système de principes actifs unique **PerOxyBalance®**

TESTÉ SELON
EN 17126



LISTE DU RKI
(A/B)



Incidin™ Active

Désinfection rapide, agissant sur les spores et sans aldéhydes

Notre prestation	Votre avantage
Bref temps d'action	Un nettoyage final fiable et efficace pour un réapprovisionnement rapide
Concentration d'utilisation basse	Même en cas d'épidémie
Un système de principes actifs unique PerOxyBalance®	Solution d'utilisation à pH neutre pour une haute compatibilité des matériaux
Utilisable en alternance avec Incidin™ Pro et Incidin™ Rapid pour la désinfection des surfaces	Changement de produit sans nettoyage intermédiaire, simple intégration dans des processus existants

EFFICACITÉ	CONCENTRATION		TEMPS D'ACTION
	%	ml/L	Min.
Liste VAH (bactéricide, levuricide, mycobactéricide y compris la TB**)			
Désinfection des surfaces selon la norme VAH 2015, avec mécanique et charge infime et élevée	1/2**	15/30	5/5
Contrôle selon la directive DVV / RKI			
Virucide*	2	30	30
Norovirus (MNV)*	2	30	15
Normes EURO (charge faible et élevée)			
EN 13727 (bactéricide)	1	15	5
EN 13624 (levuricide)	1	15	5
EN 13624 (fongicide) ¹	2	30	60
EN 14348 (mycobactéricide)	2	30	5
EN 14476 (virucide)	1/2	15/30	30/15
EN 17126 (sporicide)	2	30	15
EN 17126 (C. difficile)	1	15	15
EURO essai à 4 Normes zones (charge faible et élevée)			
EN 16615 (bactéricide)	1	15	5
EN 16615 (levuricide)	1	15	5
EN 16615 (fongicide) ¹	2	30	60
EN 16615 (mycobactéricide)	2	30	5
Liste RKI désinfection des surfaces			
Selon § 18 IfSG (désinfection en cas d'épizootie)			
Domaine d'action A/B	3	45	60
Domaine d'action B	2	30	60

* DVV 2008 (Test de susp.)¹ testé avec charge infime

DOSAGE

Litre de solution	Concentration 1%	Concentration 2%	Concentration 3%
2 litres	30 ml = 1x	60 ml = 2x	90 ml = 3x
4 litres	60 ml = 2x	120 ml = 4x	180 ml = 1x 1x
6 litres	90 ml = 3x	180 ml = 1x 1x	270 ml = 1x 1x
8 litres	120 ml = 4x	240 ml = 1x	360 ml = 2x 2x
10 litres	150 ml = 1x	300 ml = 1x 2x	450 ml = 3x

Cuillère-mesure = 30 ml = 20 g Verre doseur = 150 ml = 100 g Dose = 240 ml = 160 g

Distribué par :
ECOLAB (SCHWEIZ) GMBH
 Kägenstrasse 10
 4153 Reinach
 +41(0) 61-466-94-66
 www.ecolabhealthcare.ch

ECOLAB DEUTSCHLAND GMBH
 Ecolab-Allee 1
 40789 Monheim am Rhein
 +49(0) 2173-599-1900



Désinfection de surfaces pour produits médicaux



Désinfectant sous forme concentrée pour la désinfection des surfaces de tout genre. © CHZN 2313

INSTRUCTIONS D'EMPLOI

Préparez la solution de candidature comme indiqué ci-dessous. Préparez-vous avec de l'eau de qualité potable.

Essuyez la surface à traiter avec un chiffon humide. Veillez à ce que le mouillage soit uniforme. Ne laissez pas le textile de nettoyage en solution, faites-le tremper immédiatement avant utilisation. Assurer une ventilation suffisante. Portez toujours des vêtements personnels appropriés l'équipement de protection individuelle.

DURÉE DE VIE

Incidin™ Active peut être conservé dans des récipients propres, fermés ou couverts, pendant une journée de travail au maximum.

COMPOSITION

2 % de solution d'Incidin™ Active contient : > 1000 mg/l (ppm) d'acide peracétique. La substance active, l'acide peracétique, est produite lors de la fabrication de la solution d'application.

De légères variations de couleur de la poudre ne représentent pas une perte de qualité.

EXPERTISES

Largement testé au niveau microbiologique, toxicologique et écologique.

Sur demande nous vous mettons nos nouvelles expertises à disposition.

PRÉPARATION DE LA SOLUTION D'APPLICATION



INFORMATIONS DE COMMANDE

Produit	Conditionnement (unité)	Numéro d'article
Incidin™ Active Dose	24 x 160 g	30 518 70

STOCKAGE

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C, dans son emballage d'origine. À stocker en milieu frais, sec et à l'abri des rayons directs du soleil.

LES DISPOSITIFS MÉDICAUX & BIOCIDES SONT À UTILISER AVEC PRÉCAUTION. TOUJOURS LIRE L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS PRODUIT AVANT TOUT EMPLOI. DESTINÉ À UN USAGE UNIQUEMENT PROFESSIONNEL.