



Januar 2026

Änderungsmitteilung SHIELD Scientific

Sehr geehrte Damen und Herren

Hiermit informieren wir Sie über eine Änderung der nachfolgenden Produkte. Die ursprüngliche Kommunikation der Firma SHIELD Scientific erhalten Sie in der Beilage.

Produkte

Artikel-Nr.	Artikel	Datum der Umsetzung
SS1083x	SMARTLine™ NEO NITRILE 290	Rollierend, beginnend mit LOT-Nummern 25E oder höher
SS65812x	DUOSHIELD™ PFT Nitrile 240 blue	
SS66925x	SHIELDskin CHEM™ NEO NITRILE™ 300	
SS67623x	SHIELDskin™ ORANGE NITRILE™ 260	
SS67625x	SHIELDskin™ ORANGE NITRILE™ 300	

Änderung

Gemäss der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte (MDR) wird auf der Innenverpackung des Spenders eine eindeutige Produktidentifikationsnummer (UDI) angebracht. Die UDI ist bereits auf dem Versandkarton angegeben, wodurch die Konsistenz über alle Verpackungsebenen hinweg gewährleistet ist.

Die UDI verbessert die Rückverfolgbarkeit und Produktsicherheit und erleichtert gleichzeitig die Handhabung und Lagerverwaltung. Sie enthält wichtige Informationen wie den registrierten DI/GTIN-Code, die LOT-Nummer, das Verfallsdatum und den Produktcode.

Beispiel und Platzierung des Labels



(01): 8719632072317
(10): 25J59D45353A
(17): 2030-08
(240): 65 5141

Während der Übergangsphase wird die UDI als transparentes Etikett auf der Innenverpackung angebracht.



Auswirkung

Da die Spezifikationen und die Herstellprozesse unverändert bleiben, hat diese Änderung nach unserer Einschätzung keine Auswirkung auf die Qualität.

Sie haben Fragen oder wünschen weitere Informationen?

Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie Ihren Ansprechpartner im Aussendienst oder unseren Verkaufsdienst unter Tel. +41 62 746 04 04 oder per E-Mail sales@delta-zofingen.ch.

Diese und weitere Änderungsmitteilungen finden Sie jederzeit [hier](#) online zum Nachlesen.

Freundliche Grüsse

DELTA Zofingen AG

Michael Caliskan
Fachspezialist Reinraum und Arbeitsschutz

Petra Berlemann
Fachspezialistin Qualitäts- und Prozessmanagement